

# SOLE™

EN	<b>Fitting Instructions</b>	<b>2</b>
FR	<b>Instructions de mise en place</b>	<b>3</b>
ES	<b>Instrucciones de ajuste</b>	<b>4</b>
IT	<b>Istruzioni per la calzata</b>	<b>5</b>
PT	<b>Instruções de Uso</b>	<b>6</b>
DE	<b>Passform-Hinweise</b>	<b>7</b>
NO	<b>Instruksjoner for montering</b>	<b>8</b>
SE	<b>Användningsanvisningar</b>	<b>9</b>
NL	<b>Aanwijzingen voor het gebruik</b>	<b>10</b>

**Expect an adjustment period.** It is normal for some people to experience discomfort as your feet adjust to the sensation of our arch support. Start by gradually introducing the footbeds over a few days, or heat mold if necessary. Stick with us, and soon your feet will feel better than ever.

### Follow these steps for ultimate comfort:

**1 Remove the factory insole from your footwear if possible.**

**2 Trim your SOLE footbeds if needed.**

Trace the factory insole from your footwear as a guide.

Only trim the forefoot area, and don't trim the footbed too short!

**3 Custom mold your footbeds.**

#### Wear Mold

Slowly break-in your footbeds over 3 to 7 days. Gradually increase the duration you wear them for each day, and avoid high-intensity activities. If you find the arch too firm, follow the heat molding instructions to ease the transition and speed up a comfortable fit.

#### Heat Mold



**Always allow the oven to fully preheat before inserting footbeds.** Pay close attention and only heat footbeds for the stipulated time at the stipulated temperature. Overheating your footbeds can cause melting or cracking.

**1 Pre-heat your oven.**

**Conventional oven:**

set to bake at 200°F / 90°C.

**Fan-assisted oven:**

start at 175°F / 80°C.

**Gas oven:**

start at lowest gas mark.

**2 Bake for 2 minutes.**

Place the footbeds on a baking sheet in the pre-heated oven.

Bake for 2 minutes or until the opti-therm indicator turns black.

If the opti-therm indicator has not turned black after 3 minutes, remove the footbeds.

**3 Place footbeds in your shoes.**

Make sure the footbeds are laying flat in your footwear and have not bunched up.

**4 Put your shoes on immediately.**

Make sure your heels are against the back of the shoe.

Lace your footwear up as you normally would.

**5 Stand up straight and stand still for 2 minutes.**

After 2 minutes, your footbeds will be molded to your feet, providing customized support and comfort that's unique to you.



Questions?

We can help.

[customerservice@yoursole.com](mailto:customerservice@yoursole.com)



**Do not use a microwave or air fryer.**



**Health warning:** Diabetics and people with poor circulation or lack of sensation in their feet should consult their health care professional before using this product.

**Attendez-vous à une période d'adaptation.** Il est normal que certaines personnes ressentent une certaine gêne lorsque leurs pieds s'adaptent à la sensation de notre soutien de la voûte plantaire. Commencez par introduire progressivement les semelles intérieures sur quelques jours, ou faites un moulage à chaud si nécessaire. Restez avec nous, et bientôt vos pieds se sentiront mieux que jamais.

Suivez les étapes suivantes pour un confort optimal :

**1 Retirez la semelle intérieure d'origine de vos chaussures, si possible.**

**2 Taillez vos semelles intérieures SOLE si nécessaire.**

Tracez la semelle intérieure d'origine de votre chaussure comme guide.

Ne coupez que la zone de l'avant-pied et ne coupez pas la semelle trop courte !

**3 Faites un moulage de vos semelles intérieures sur mesure.**

**Portez des moules**

Habituez lentement vos semelles intérieures sur une période de 3 à 7 jours. Augmentez progressivement la durée de port chaque jour et évitez les activités de haute intensité. Si vous trouvez la voûte plantaire trop ferme, suivez les instructions de moulage à chaud pour faciliter la transition et accélérer l'obtention d'un ajustement confortable.

**Chauffez le moule**



**Laissez toujours le four préchauffer complètement avant d'y insérer les semelles intérieures.** Faites très attention et ne chauffez les semelles intérieures que pendant la durée et à la température stipulées. Une surchauffe des semelles intérieures peut les faire fondre ou les fissurer.

**1 Préchauffez votre four.**

**Four conventionnel :**

réglé le four à 200°F / 90°C.

**Four à chaleur tournante :**

réglé à 175°F / 80°C.

**Four à gaz :**

réglé le four à la température la plus basse.



**N'utilisez pas de four à micro-ondes ou de friteuse.**

**2 Faites cuire pendant 2 minutes.**

Placez les semelles intérieures sur une plaque à pâtisserie dans le four préchauffé. Faites cuire pendant 2 minutes ou jusqu'à ce que l'indicateur thermique devienne noir. Si l'indicateur thermique n'est pas devenu noir au bout de 3 minutes, retirez les semelles intérieures.

**3 Placez les semelles intérieures dans vos chaussures.**

Assurez-vous que les semelles intérieures sont posées à plat dans vos chaussures et qu'elles ne sont pas trop serrées.

**4 Mettez immédiatement vos chaussures.**

Assurez-vous que vos talons sont contre l'arrière de la chaussure. Lacez vos chaussures comme vous le feriez normalement.

**5 Tenez-vous droit et restez immobile pendant 2 minutes.**

Au bout de 2 minutes, vos semelles intérieures seront moulées à vos pieds, offrant un soutien et un confort personnalisés qui vous sont propres.



**Avertissement sanitaire :** les diabétiques et les personnes souffrant d'une mauvaise circulation ou d'un manque de sensation dans les pieds doivent consulter un professionnel de la santé avant d'utiliser ce produit.

**Espera un periodo de adaptación.** Es normal que algunas personas sientan molestias mientras sus pies se adaptan a la sensación del soporte del arco. Empieza introduciendo poco a poco las plantillas durante unos días, o moldéalas con calor si es necesario. Ten paciencia: pronto notarás que tus pies se sienten mejor que nunca.

### Sigue estos pasos para lograr la máxima comodidad:

**1 Retira la plantilla original de tu calzado, si es posible.**

**2 Recorta tus plantillas SOLE si es necesario.**

Utiliza la plantilla original como guía para recortar.

Recorta solo la parte delantera y no acortes demasiado la plantilla.

**3 Moldea tus plantillas de forma personalizada.**

#### Moldeo por uso

Adapta progresivamente tus plantillas durante un periodo de 3 a 7 días. Aumenta poco a poco el tiempo de uso diario y evita actividades de alta intensidad. Si notas que el arco es demasiado firme, sigue las instrucciones de moldeo por calor para facilitar la transición y lograr un ajuste cómodo más rápido.

#### Moldeo por calor



**Asegúrate siempre de que el horno esté completamente precalentado antes de introducir las plantillas.**

Sigue las instrucciones cuidadosamente y calienta las plantillas solo durante el tiempo y a la temperatura indicados. Un sobrecalentamiento puede hacer que las plantillas se derritan o se agrieten.

**1 Precalienta tu horno.**

**Horno convencional:**

hornear a 200°F / 90°C.

**Horno con ventilador:**

hornear a 175°F / 80°C.

**Horno de gas:**

usar la temperatura más baja.

**2 Hornea durante 2 minutos.**

Coloca las plantillas en una bandeja de horno dentro del horno precalentado.

Hornéalas durante 2 minutos o hasta que el indicador térmico se ponga negro.

Si el indicador térmico no se ha puesto negro tras 3 minutos, retira las plantillas.

**3 Coloca las plantillas en tus zapatos.**

Asegúrate de que las plantillas estén bien colocadas, planas y sin pliegues dentro del calzado.

**4 Ponte los zapatos de inmediato.**

Asegúrate de que los talones estén bien apoyados en la parte trasera del zapato. Ata los cordones como lo haces habitualmente.

**5 Ponte de pie y permanece quieto durante 2 minutos.**

Después de 2 minutos, tus plantillas se habrán moldeado a tus pies, ofreciéndote un soporte y comodidad personalizados y únicos para ti.



¿Tienes dudas?

Podemos ayudarte.

[customerservice@yoursole.com](mailto:customerservice@yoursole.com)



**No utilices  
microondas ni  
freidora de aire.**



**Advertencia sanitaria:** Las personas diabéticas o con problemas de circulación o sensibilidad en los pies deben consultar con un profesional sanitario antes de utilizar este producto.

**Aspettatevi un periodo di adattamento.** È normale che alcune persone provino fastidio mentre i piedi si abituano alla sensazione del nostro supporto plantare. Iniziate introducendo gradualmente gli insoles nell'arco di alcuni giorni o, se necessario, riscaldateli. Restate con noi e presto i vostri piedi staranno meglio che mai.

**Seguite questi passaggi per ottenere la massima comodità:**

**1 Se possibile, rimuovere la soletta di fabbrica dalla calzatura.**

**2 Rifilare gli insoles SOLE, se necessario.**

Tracciare la soletta di fabbrica della calzatura come guida.

Rifilare solo l'area dell'avampiede e non accorciare troppo gli insoles!

**3 Modellare gli insoles su misura.**

**Indossare la soletta**

Il rodaggio dei insoles avviene lentamente, nell'arco di 3-7 giorni. Aumentate gradualmente la durata della calzata giornaliera ed evitate le attività ad alta intensità. Se l'arco plantare è troppo rigido, seguite le istruzioni per la modellazione a caldo per facilitare la transizione e accelerare il raggiungimento di una calzata confortevole.

**Scaldare la soletta**



**Lasciare sempre preriscaldare completamente il forno prima di inserire gli insoles.** Prestare molta attenzione e riscaldare gli insoles per il tempo e la temperatura indicati. Il surriscaldamento dei insoles può causarne lo scioglimento o la rottura.

**1 Preriscaldare il forno.**

**Forno tradizionale:**

impostare la cottura a  
200°F / 90°C.

**Forno a ventilazione assistita:**

impostare a 175°F / 80°C.

**Forno a gas:**

iniziare con la temperatura  
più bassa del gas.



**Non utilizzare il  
microonde o la  
friggitrice ad aria.**

**2 Cuocere per 2 minuti.**

Posizionare gli insoles su una teglia nel forno preriscaldato. Cuocere per 2 minuti o finché il thermal indicator non diventa nero. Se il thermal indicator non è diventato nero dopo 3 minuti, rimuovere gli insoles.

**3 Inserire gli insoles nelle scarpe.**

Assicurarsi che gli insoles siano ben appoggiati nelle calzature e che non si siano piegati.

**4 Indossare immediatamente le scarpe.**

Assicuratevi che i talloni siano appoggiati alla parte posteriore della scarpa. Allacciate le scarpe come fareste normalmente.

**5 State dritti e fermi per 2 minuti.**

Dopo 2 minuti, gli insoles saranno modellati sui vostri piedi, offrendo un supporto e una comodità personalizzati e unici per voi.



**Avvertenze per la salute:**

I diabetici e le persone che soffrono di cattiva circolazione o di mancanza di sensibilità ai piedi dovrebbero consultare il proprio medico prima di utilizzare questo prodotto.

**Espera um período de adaptação.** É normal que algumas pessoas sintam desconforto à medida que os seus pés se ajustam à sensação do nosso suporte do arco. Comece por introduzir gradualmente as palmilhas ao longo de alguns dias, ou aqueça o molde, se necessário. Fique conosco, e em breve seus pés se sentirão melhor do que nunca.

### Siga estes passos para o máximo conforto:

- 1 Remova a palmilha de fábrica do seu calçado, se possível.**
- 2 Apare as suas palmilhas SOLE, se necessário.**  
Trace a palmilha de fábrica a partir do seu calçado como guia.  
Apare apenas a zona do antepé e não apare a palmilha demasiado curta!
- 3 Molde à medida para as suas palmilhas.**

#### Desgaste o Molde

Quebre lentamente as suas palmilhas durante 3 a 7 dias. Aumente gradualmente a duração de utilização em cada dia e evite atividades de alta intensidade. Se achar o arco muito firme, siga as instruções de moldagem por calor para facilitar a transição e acelerar um ajuste confortável.

#### Aqueça o Molde



**Deixe sempre o forno pré-aquecer completamente antes de colocar as palmilhas.** Preste muita atenção e aqueça apenas as palmilhas durante o tempo estipulado à temperatura estipulada. O sobreaquecimento das palmilhas pode provocar o derretimento ou a fissuração.

#### 1 Pré-aqueça o seu forno.

**Forno convencional:**  
preparado para cozer a  
200°F / 90°C.

**Forno assistido por ventoinha:**  
ajustado para 175°F / 80°C.

**Forno a gás:**  
Comece na marca  
de gás mais baixa.



**Não utilize um  
microondas ou  
uma fritadeira.**

#### 2 Asse por 2 minutos.

Coloque as palmilhas numa forma no forno pré-aquecido. Asse por 2 minutos ou até que o indicador opti-therm fique preto. Se o indicador opti-therm não ficar preto após 3 minutos, retire as palmilhas.

#### 3 Coloque as palmilhas nos seus sapatos.

Certifique-se de que as palmilhas estão assentes no seu calçado e não se amontoaram.

#### 4 Calce os sapatos imediatamente.

Certifique-se de que os calcanhares estão contra a parte de trás do sapato. Amarre o seu calçado como faria normalmente.

#### 5 Fique em pé e fique parado por 2 minutos.

Após 2 minutos, as suas palmilhas estarão moldadas aos seus pés, proporcionando apoio e conforto personalizados que são exclusivos para si.



**Aviso de saúde:** diabéticos e pessoas com má circulação ou falta de sensibilidade nos pés devem consultar o seu profissional de saúde antes de utilizar este produto.

**Seien Sie auf eine gewisse Eingewöhnungszeit vorbereitet.** Es ist normal, dass manche Menschen zunächst Unbehagen verspüren, bis sich ihre Füße komplett an unsere Schuheinlagen gewöhnt haben. Beginnen Sie damit, die Einlegesohlen über mehrere Tage hinweg schrittweise einzutragen, oder schmieden Sie diese bei Bedarf durch Wärmeformen an Ihre Füße. Mit etwas Geduld werden sich Ihre Füße schon bald so gut wie noch nie anfühlen und es Ihnen danken.

**Für optimalen Komfort befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:**

**1 Entfernen Sie nach Möglichkeit die originalen Einlegesohlen aus Ihren Schuhen.**

**2 Schneiden Sie die SOLE-Einlegesohlen bei Bedarf zurecht.**  
Verwenden Sie die originalen Einlegesohlen Ihres Schuhwerks als Vorlage. Schneiden Sie nur den vorderen Bereich zu und achten Sie darauf, die Einlegesohle nicht zu kurz zu schneiden.

**3 Passen Sie die Einlegesohlen Ihrer Fußform an.  
Einlaufen**

Laufen Sie Ihre Einlegesohlen über einen Zeitraum von 3 bis 7 Tagen langsam ein. Steigern Sie die Tragedauer täglich, und vermeiden Sie intensive Aktivitäten. Wenn die Schuheinlage zu fest sitzt, befolgen Sie bitte die Anweisungen zur Wärmeformung, um das Einlaufen zu erleichtern und den Tragekomfort zu erhöhen.

#### **Wärmeformen**



**Lassen Sie den Ofen vorher immer vollständig vorheizen, bevor Sie die Einlegesohlen hineinlegen.**

Achten Sie genau darauf, diese nur für die angegebene Zeit und Temperatureinstellung zu erwärmen. Übermäßige Hitze kann zum Schmelzen oder Reißen der Einlegesohlen führen.

**1 Heizen Sie Ihren Backofen vor.**

**Herkömmlicher Backofen:**  
auf 200 °F / 90 °C einstellen.

**Umluftbackofen:**  
auf 175 °F / 80 °C einstellen.

**Gasbackofen:**  
auf die niedrigste Stufe einstellen.



**Verwenden Sie keine Mikrowelle oder Heißluftfritteuse.**

**2 Führen Sie den Backprozess 2 Minuten lang durch.**

Legen Sie die Einlegesohlen auf ein Backblech im vorgeheizten Backofen. Backen Sie diese für 2 Minuten oder bis der Thermoindikator schwarz wird. Wenn der Thermoindikator nach 3 Minuten nicht schwarz geworden ist, nehmen Sie die Einlegesohlen heraus.

**3 Legen Sie die Einlegesohlen in Ihre Schuhe.**

Stellen Sie sicher, dass die Einlegesohlen flach in Ihren Schuhen aufliegen und sich nicht zusammenballen.

**4 Ziehen Sie Ihre Schuhe jetzt sofort an.**

Achten Sie darauf, dass Ihre Fersen an der Rückseite des Schuhs anliegen. Schnüren Sie Ihre Schuhe nun wie gewohnt.

**5 Stehen Sie aufrecht für 2 Minuten.**

Nach 2 Minuten haben sich die Einlegesohlen an Ihre Füße geschmiedet und sorgen so für maßgeschneiderten Halt und Komfort, der speziell auf Sie zugeschnitten ist.



#### **Gesundheitshinweis:**

Diabetiker und Personen mit Durchblutungsstörungen oder Sensibilitätsstörungen in den Füßen sollten vor der Anwendung dieses Produkts einen Arzt konsultieren.

**Forvent en tilvenningsperiode.** Det er normalt at noen opplever ubehag når føttene tilpasser seg følelsen av fotbuestøtten vår. Begynn med å introdusere innleggssålene gradvis over noen dager, eller varmistøp om nødvendig. Hold deg til oss, og snart vil føttene dine føles bedre enn noensinne.

## Følg disse trinnene for optimal komfort:

**1 Fjern fabrikkinnersålen fra fottøyet, hvis det er mulig.**

**2 Trim dine SOLE om nødvendig.**

Tegn av fabrikkinnersålen fra fottøyet som en veiledning. Trim bare forfoten, og ikke trimm fotsengen for kort!

**3 Spesialform innleggssålene dine.**

### Bruk formen

Gå sakte inn innleggssålene i løpet av 3 til 7 dager. Øk gradvis hvor lenge du bruker dem hver dag, og unngå aktiviteter med høy intensitet. Hvis du synes at fotbuen er for fast, kan du følge instruksjonene for varmistøping for å lette overgangen og få en behagelig passform.

### Varmeforming



**La alltid ovnen forvarmes helt før du legger inn innleggssålene.** Vær nøye med å kun varme opp innleggssålene i den angitte tiden og ved den angitte temperaturen. Overoppheting av innleggssålene kan føre til at de smelter eller sprekker.

**1 Forvarm ovnen.**

#### Konvensjonell ovn:

Still inn på steketemperatur  
200°F / 90 °C.

#### Vifteovn:

Still inn på  
175 °F / 80 °C.

#### Gassovn:

Start på laveste  
gassmerke.



**Ikke bruk mikrobølgeovn eller frityrgrøte.**

**2 Bak i 2 minutter.**

Legg innleggssålene på en stekeplate i den forvarmede ovnen. Stekes i 2 minutter eller til termindikator blir svart. Hvis termindikator ikke har blitt svart etter 3 minutter, tar du ut innleggssålene.

**3 Legg innleggssålene i skoene dine.**

Pass på at innleggssålene ligger flatt i skotøyet og ikke har klumpet seg sammen.

**4 Ta på deg skoene med en gang.**

Pass på at hælene ligger mot baksiden av skoen. Snør skoene som du vanligvis ville gjort.

**5 Stå oppreist og stå stille i 2 minutter.**

Etter 2 minutter vil innleggssålene dine være formet etter føttene dine, noe som gir deg tilpasset støtte og komfort som er unik for deg.



**Helseadvarsel:** Diabetikere og personer med dårlig sirkulasjon eller manglende følelse i føttene bør rådføre seg med helsepersonell før de bruker dette produktet.



**Räkna med en anpassningsperiod.** Det är normalt att vissa personer upplever ett visst obehag under tiden som fötterna anpassar sig till känslan av vårt hålfotsstöd. Börja med att gradvis introducera fotbäddarna under några dagar, eller värmeforma om det behövs. Håll ut, så kommer dina fötter snart att må bättre än någonsin.

### Följ dessa steg för högsta möjliga komfort:

**1 Ta bort den ursprungliga innersulan från dina skor, om möjligt.**

**2 Justera storleken på dina SOLE-fotbäddar om det behövs.**

Använd den ursprungliga innersulan som en guide.

Justera bara framfoten och se till att fotbädden inte blir för kort!

**3 Formgjut dina fotbäddar.**

#### Forma genom att gå in

Gå in fotbäddarna långsamt under 3 till 7 dagar. Öka gradvis användningstiden varje dag och undvik högintensiva aktiviteter. Om du tycker att hålfotsstödet känns för fast kan du följa instruktionerna för värmeformning för att underlätta övergången och uppnå en bekväm passform snabbare.

#### Forma genom att värma upp



**Låt alltid ugnen förvärmas helt innan du ställer in fotbäddarna.** Var mycket uppmärksam och varm endast upp fotbäddarna under angiven tid vid angiven temperatur. Överhettning av fotbäddarna kan smälta dem eller orsaka sprickbildning.

**1 Värm upp din ugn.**

#### Vanlig ugn:

ställ in på 200°F / 90°C.

#### Varmluftsugn:

ställ in på 175°F / 80°C.

#### Gasugn:

börja på lägsta värmenivån.



**Använd inte en mikrovågsugn eller air fryer.**

**2 Värm upp i ugnen i 2 minuter.**

Placera fotbäddarna på ett bakplåtspapper i den förvärmda ugnen.

Baka i 2 minuter eller tills värmeindikatorn blir svart. Om värmeindikatorn inte har blivit svart efter 3 minuter, ta ut fotbäddarna.

**3 Placera fotbäddarna i dina skor.**

Se till att fotbäddarna ligger plant i skorna och inte rullar upp sig.

#### Ta på dig skorna omedelbart.

**4** Se till att hälen ligger an mot skons baksida. Snöra på dig skorna som vanligt.

#### Ställ dig upp och stå stilla i 2 minuter.

**5** Efter 2 minuter kommer dina fotbäddar att formas efter dina fötter, vilket ger ett anpassat stöd och en komfort som är unik för dig.



#### Varning för hälsorisker:

Diabetiker och personer med dålig blodcirkulation eller bristande känsel i fötterna bör rådfråga vårdpersonal innan de använder denna produkt.

**Houd rekening met een gewenningsperiode.** Het is normaal dat sommige mensen in het begin ongemak ervaren terwijl hun voeten wennen aan het gevoel van onze ondersteuning van de voetboog. Begin met het geleidelijk dragen van de inlegzolen gedurende een paar dagen, of pas ze indien nodig aan met warmte. Blijf ze gebruiken – al snel zullen je voeten beter aanvoelen dan ooit tevoren.

### Volg deze stappen voor ultiem comfort:

**1 Verwijder indien mogelijk de originele inlegzool uit je schoeisel.**

**2 Knip je SOLE-inlegzolen bij indien nodig.**

Gebruik de originele inlegzool als voorbeeld om de vorm over te nemen.

Knip alleen bij aan de voorkant van de zool, en zorg dat je niet te veel afknijpt!

**3 Pas de inlegzolen aan je voeten aan door ze op maat te vormen.**

#### Vorming door dragen

Laat je voeten geleidelijk wennen aan de inlegzolen over een periode van 3 tot 7 dagen. Draag ze elke dag iets langer en vermijd in het begin intensieve activiteiten. Vind je de ondersteuning van de voetboog te hard? Volg dan de instructies voor warmtevorming om de overgang te versoepelen en sneller een comfortabele pasvorm te bereiken.

#### Warmtevorming



**Laat de oven altijd volledig voorverwarmen voordat je de inlegzolen erin legt.** Let goed op en verwarm de inlegzolen alleen gedurende de aangegeven tijd en op de aangegeven temperatuur. Oververhitting kan leiden tot smelten of barsten van de inlegzolen.

**1 Verwarm je oven voor.**

#### Conventionele oven:

instellen op bakken op  
200°F / 90°C.

#### Heteluchtoven:

instellen op  
175°F / 80°C.

#### Gasoven:

begin op de  
laagste stand.



**Gebruik geen magnetron  
of airfryer.**

**2 Bak gedurende 2 minuten.**

Leg de inlegzolen op een bakplaat in de voorverwarmde oven. Bak ze 2 minuten, of totdat de thermal indicator zwart kleurt. Kleurt de thermal indicator na 3 minuten nog steeds niet zwart? Haal de inlegzolen dan toch uit de oven.

**3 Plaats de inlegzolen in je schoenen.**

Zorg ervoor dat de inlegzolen plat in je schoenen liggen en niet zijn verschoven of opgekruld.

**4 Trek je schoenen direct aan.**

Zorg ervoor dat je hielen goed tegen de achterkant van de schoen zitten. Veters je schoenen zoals je normaal doet.

**5 Ga rechtop staan en blijf 2 minuten stilstaan.**

Na 2 minuten zijn de inlegzolen naar je voeten gevormd en bieden ze persoonlijke ondersteuning en comfort die volledig op jou zijn afgestemd.



#### Gezondheidswaarschuwing:

Diabetici en mensen met een slechte bloedcirculatie of verminderde gevoeligheid in hun voeten dienen eerst hun zorgverlener te raadplegen voordat zij dit product gebruiken.